

Igfbp1 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P08833

Artikelnummer: CM0026575



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes IGFBP1; validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung IGF-vermittelter Signalwege, Zellmigration und apoptotischer Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3484
Gen-ID	3484
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 81-259 von humanem IGFBP1 (NP_000587.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08833
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel