

Igfbp5 Kaninchen Pab - P24593

Artikelnummer: CM0016622



Einführung

IGFBP5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten IGFBP5, einen Schlüsselregulator der IGF-Signalgebung und ECM-Produktion. Ideal für die Onkologie- und Knochenbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IBP5; IGFBP5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3488
Gen-ID	3488
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 68-167 von humanem IGFBP5 (NP_000590.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24593
Protein-Gewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel