

Ikb-Z-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Byh8

Artikelnummer: CM0021161



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IκB-ζ (NFKBIZ), validiert für IHC-P/ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Erforschung der NF-kappa-B-Signalübertragung und von Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IκB-ζ-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
Art	human
GeneID (Mensch)	64332
GeneID	64332
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen IκB-ζ (NP_113607.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9BYH8
Proteinmasse	78 kDa
Versand	Kühlakku