


Ikkα Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15111

Artikelnummer: CM0002604



Einführung

IKKα Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA in humanen und murinen Proben. Das Immunogen entspricht einem N-terminalen Peptid; erwartetes Molekulargewicht 85kDa. Ideal für die NF-kappa-B Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKKα Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKKα
Spezies	Human
GeneID (Human)	1147
GeneID	1147
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem IKKα entspricht (NP_001269.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15111
Protein-Gewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel