


Ikkβ Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - O14920

Artikelnummer: CM0002427



Einführung

Hochwertiger IKKβ Kaninchen-monoklonaler Antikörper (O14920) für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Targett menschliches IKKβ, eine Schlüsselkinase im NF-κB-Signalweg. Ideal für die Forschung zu Entzündungen und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IKKβ Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKBIKB; IKK-beta; IKKβ
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3551
GeneID	3551
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-756 von menschlichem IKKβ (O14920) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14920
Proteinmasse	29-87 kDa
Versand	Eisbeutel