

IL-1 Alpha Kaninchen-Mak - P01582

Artikelnummer: CM0006454

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-IL-1 alpha gerichtet ist und für Western Blot und ELISA geeignet ist. Ideal für die Untersuchung von Entzündungen, Zytokin-Signalwegen und angeborenen Immunreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-1 alpha Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	IL-1a; IL-1 alpha
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3552
Gen-ID (Maus)	16175
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01582
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel