


IL-1 Alpha Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01583

Artikelnummer: CM0015903



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes IL-1 alpha (31kDa), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, angeborener Immunität und Alarmin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	IL-1 alpha Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alpha
Spezies	Human
GeneID (human)	3552
GeneID	3552
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 113-267 von humanem IL-1 alpha (NP_000566.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01583
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eistasche