

IL10 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - P18893

Artikelnummer: CM0020855



Einführung

Maus-IL-10 polyklonales Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt Maus-IL-10, ein wichtiges entzündungshemmendes Zytokin. Rekombinantes Immunogen. Ideal für die Immunregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL10 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CSIF; If2a; IL-10; IL10
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3586
GenID	16153
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-178 von Maus-IL10 (NP_034678.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18893
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel