

IL13 Kaninchen-Pak - P35225

Artikelnummer: CM0022060



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes IL13, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Untersuchung von allergischer Entzündung und Th2-Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL13 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	P600; IL-13; IL13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3596
GenID	3596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-146 von humanem IL13 (NP_002179.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35225
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel