


IL17A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q16552

Artikelnummer: CM0002197



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IL17A (CTLA-8, 18kDa), validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt humanes IL17A. Ideal für die Untersuchung von Entzündungsreaktionen, antimikrobieller Abwehr und Th17-vermittelter Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Spezies	Mensch
Gen-ID	3605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-155 von humanem IL17A (NP_002181.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16552
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel