


IL17A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - Q16552

Artikelnummer: CM0016457



Einführung

IL17A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für WB, IF-P, IHC-P, ELISA Anwendungen. Erkennt humanes, murine und Ratten IL-17A. Ideal für die Untersuchung von Th17-vermittelter Entzündung, antimikrobieller Abwehr und epithelialer Barriereintegrität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Spezies	Mensch
Gen-ID	3605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-155 von humanem IL17A (NP_002181.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16552
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eispackung