

IL18 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14116

Artikelnummer: CM0006418



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL18 (Interleukin-18). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Th1/NK-Zell-Immunität und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL18 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3606
GenID	3606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-193 von humanem IL18 (NP_001553.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14116
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eispackung