


IL21R Kaninchen Pab - Q9Hbe5

Artikelnummer: CM0026737



Einführung

IL21R Rabbit pAb ist ein hochwertiger polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der den humanen und murinen Interleukin-21-Rezeptor (CD360) nachweist. Ideal für die Forschung zur lymphoiden Biologie und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL21R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	NILR, CD360, IMD56, IL21R
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	50615
Gen-ID	50615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-240 des menschlichen IL21R (NP_851565.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HBE5
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel