


## IL4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05112

Artikelnummer: CM0017626



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL-4 (Interleukin-4), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Immunregulation und von Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IL4-Kaninchen-pAb                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                         |
| GeneID            | 3565 (Mensch)                                                                                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen IL4 (NP_000580.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                            |
| SWISS             | P05112                                                                                                         |
| Proteinmasse      | 17 kDa                                                                                                         |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                       |