


IL4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05112

Artikelnummer: CM0026411



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes IL4, validiert für WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Ideal für Zytokin-Forschung, B-Zell-Aktivierung und Entzündungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL4 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Spezies	Human
GeneID (Human)	3565
GeneID	3565
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-153 von humanem IL4 (NP_000580.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P05112
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel