


IL4 Rabbit Polymab® Für Wb, Elisa - P05112 / P07750

Artikelnummer: CM0006937



Einführung

IL4 Rabbit PolymAb® ist ein validiertes, monoklonales Kaninchen-Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA. Es erkennt humanes und murines IL4 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 17 kDa. Ideal für Studien zur Zytokin-Signalgebung, Immunregulation und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL4 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Spezies	Human/Maus
GeneID (Human)	3565
GeneID	3565/16189
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem/murinem IL4.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P05112/P07750
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel