


Inmt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95050

Artikelnummer: CM0014835



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Indolethylamin-N-Methyltransferase (INMT) für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für humane und murine Proben, detektiert ein 29 kDa Band. Ideal für Methylierungs- und Entgiftungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TEMT; INMT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	11185
Gen-ID	11185
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-263 des humanen INMT (NP_006765.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95050
Protein-Gewicht	29kDa
Versand	Eistasche