

Inos Kaninchen Pab - P35228

Artikelnummer: CM0013339



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches iNOS (NOS2) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA gerichtet ist. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. 131kDa. Ideal für Entzündungs- und NO-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	iNOS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4843
Gen-ID	4843
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 948-1153 von menschlichem iNOS (NP_000616.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35228
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel