

Inppl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15357

Artikelnummer: CM0013309



Einführung

INPPL1 (SHIP2) Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Phosphatidylinositol-Phosphatase SHIP2, einen zentralen Regulator der PI3K-Signalgebung, für die Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INPPL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OPSM2; SHIP2; INPPL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3636
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-310 des menschlichen INPPL1 (NP_001558.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15357
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel