

## Insulin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01308

Artikelnummer: CM0019526



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Insulin (SWISS P01308), geeignet für Western Blot, IHC-P, IF-P und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte und unterstützt die Erforschung von Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Insulin Kaninchen pAb                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Insulin                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                                           |
| Gen-ID (Human)    | 3630                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-110 von humanem INS (NP_000198.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                              |
| SWISS             | P01308                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 12 kDa                                                                                                                                          |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                       |