

Integrin Alpha V (Itgav/Cd51) Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P06756

Artikelnummer: CM0003302



Einführung

Integrin alpha V (ITGAV/CD51) monoklonaler Kaninchen-Antikörper für Human, Maus, Ratte. Validiert für Western Blot, IHC-P, Durchflusszytometrie, ELISA. Unkonjugiert, ~116 kDa Ziel, synthetisches Peptid-Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha V (ITGAV/CD51) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrin alpha V (ITGAV/CD51)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3685
GenID	3685
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 949-1048 von humanem Integrin alpha V (ITGAV/CD51) (NP_002201.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06756
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel