

Mit Integrin Verknüpfter Ilk-Rabbit-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13418

Artikelnummer: CM0007837



Einführung

Rabbit-monoklonaler Antikörper gegen die mit Integrin verknüpfte humane ILK (ILK, P59, ILK-1, ILK-2). Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit humaner, muriner und Ratten-ILK. Erkennt ein 51-kDa-Gerüstprotein, das für die Integrin-Signalübertragung und die Dynamik fokaler Adhäsionen entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mit Integrin verknüpfter ILK-Rabbit-mAb
Bemerkungen/Alias	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; mit Integrin verknüpfte ILK
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3611
Gen-ID	3611
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-452 der humanen, mit Integrin verknüpften ILK (Q13418) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13418
Proteinmolekulargewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku