

Ip3R Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14643

Artikelnummer: CM0012402

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IP3R (ITPR1). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist ein Calciumkanal, der an intrazellulärer Calcium-Signalgebung und Apoptose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IP3R Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Spezies	Human
GeneID (Human)	3708
GeneID	3708
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2200-2300 von humanem IP3R (Q14643) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14643
Proteingewicht	314kDa
Versand	Eisbeutel