

Ipo11 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q9Ui26

Artikelnummer: CM0015976

Einführung

IPO11 Kaninchen-polyclonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA bei Mensch und Maus. Zielt auf Importin-11, einen nuklearen Transportrezeptor, der am Ran-abhängigen Proteinimport beteiligt ist. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IPO11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RanBP11; IPO11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51194
GenID	51194
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 776-975 des menschlichen IPO11 (NP_057422.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Ui26
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel