

Irak2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43187

Artikelnummer: CM0028839



Einführung

IRAK2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem IRAK2. Ideal für die IL-1-Signalisierung und die Forschung zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRAK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRAK-2; IRAK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3656
GenID	3656
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-270 von humanem IRAK2 (NP_001561.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43187
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel