

Itgb3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P05106

Artikelnummer: CM0024490



Einführung

ITGB3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, FC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Integrin beta-3 (CD61) ist essentiell für Thrombozytenaggregation und Zelladhäsion. Geeignet für diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ITGB3; BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; Integrin beta-3
Spezies	Human
GeneID (Human)	3690
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-718 von humanem ITGB3 enthält (NP_000203.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05106
Proteingewicht	86kDa/87kDa
Versand	Eistasche