


Itpk1 Kaninchen Pab - Q13572

Artikelnummer: CM0025819



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ITPK1, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Inositolphosphat-Stoffwechsel, Apoptose und Nekroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITPK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ITRPK1; ITPK1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3705
Gen-ID	3705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 185-414 von humanem ITPK1 (NP_055031.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13572
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel