


Jab1/Csn5/Cops5 Polyklonaler Kaninchenantikörper Für Wb Und Elisa - Q92905

Artikelnummer: CM0022270



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes JAB1/CSN5/COPS5 (Untereinheit 5 des COP9-Signalosoms). Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ermöglicht die Untersuchung von Ubiquitin-Konjugations- und Deneddylierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAB1/CSN5/COPS5 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10987
Gen-ID	10987
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-334 des humanen JAB1/CSN5/COPS5 (NP_006828.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92905
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku