


Jnk3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P53779

Artikelnummer: CM0003495



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen JNK3/MAPK10, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zu stressaktivierter Signalübertragung, neuronaler Apoptose und zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JNK3 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5602
Gen-ID	5602
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem MAPK10 (P53779) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P53779
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel