

K33-Verknüpfungsspezifische Polyubiquitin Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb, Db, Elisa

Artikelnummer: CM0000043

Einführung

K33-verknüpfungsspezifischer Kaninchen-polklonaler Antikörper zum Nachweis von Polyubiquitinketten. Geeignet für Western Blot, Dot Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung im Bereich Ubiquitin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	K33-verknüpfungsspezifischer Polyubiquitin Kaninchen pAb
GenID (Mensch)	7314
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel