

K48-Verknüpfungsspezifischer Polyubiquitin-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Dot Blot, Elisa

Artikelnummer: CM0000033

Einführung

K48-verknüpfungsspezifischer Polyubiquitin-Kaninchen-Polyklonalantikörper geeignet für Western Blot, Dot Blot und ELISA.

Voraussichtlich reaktiv mit Mensch, Maus, Ratte und einer Vielzahl weiterer Spezies. Nützlich für Studien zum Ubiquitin-Proteasom-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	K48-Verknüpfungsspezifischer Polyubiquitin-Kaninchen-pAb
Gen-ID (Human)	7314
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit polyubiquitiniertem Protein (K48-Verknüpfung) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Eisbeutel