


K48-Verknüpfungsspezifischer Ubiquitin Kaninchen Mab - P0CG47

Artikelnummer: CM0005308



Einführung

Dieser monoklonale Antikörper vom Kaninchen erkennt spezifisch K48-verknüpfte Polyubiquitinketten in humanen Proben. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Zielproteingewicht ~26 kDa (UniProt P0CG47).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	K48-verknüpfungsspezifischer Ubiquitin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HEL-S-50; K48-verknüpfungsspezifisches Ubiquitin
Spezies	Human
Gen-ID	7314
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die Ubiquitinprotein (K48-Verknüpfung) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P0CG47
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eistasche