

K6-Linkage-Spezifischer Polyubiquitin-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) | Wb, Db, Elisa Für Ubiquitin-Pfad-Studien

Artikelnummer: CM0000048

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für K6-verknüpfte Polyubiquitin-Ketten. Validiert für Western Blot, Dot Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für den linkungsspezifischen Ubiquitin-Nachweis in der IVD-Assay-Entwicklung und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	K6-Linkage-spezifischer Polyubiquitin-Kaninchen-pAb
GeneID (Human)	7314
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz, die polyubiquitiniertes Protein (K6-Verknüpfung) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
Versand	Eistüte