

K63-Verknüpfungsspezifisches Polyubiquitin-Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Dot Blot Und Elisa-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000059

Einführung

Dieses kaninchen-polyklonale Antikörper zielt spezifisch auf K63-verknüpfte polyubiquitinierte Proteine ab, geeignet für Dot Blot und ELISA. Es wird vorhergesagt, dass es weitgehend mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Arten kreuzreagiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	K63-verknüpfungsspezifisches Polyubiquitin-Kaninchen-pAb
GenID (Mensch)	7314
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die polyubiquitiniertes Protein (K63-Verknüpfung) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
Versand	Eisbeutel