

Kbtbd3 Kaninchen Pab - Np_081238.2

Artikelnummer: CM0023149

Einführung

KBTBD3 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen ein rekombinantes Fragment von murinem KBTBD3 hergestellt wurde. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human. Geeignet für die Ubiquitinierung und Neurobiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KBTBD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Bklhd3; 2200003A07Rik; KBTBD3
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	143879
Gen-ID (Maus)	69149
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 410-607 von murinem KBTBD3 (NP_081238.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel