

Kbtbd7 Kaninchen Pab - Q8Wvz9

Artikelnummer: CM0027819

Einführung

KBTBD7 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der auf humanes KBTBD7 abzielt und mit Maus und Ratte kreuzreagiert. Untersucht RAC1-Signalgebung, Ubiquitinierung und zytoskelettale Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KBTBD7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KBTBD7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	84078
Gen-ID	84078
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 475-684 von humanem KBTBD7 (NP_115514.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WVZ9
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel