


Kcnc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48547

Artikelnummer: CM0025424



Einführung

KCNC1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit breiter Reaktivität über Mensch, Maus und Ratte. Erkennt den spannungsgesteuerten Kaliumkanal KCNC1 (Kv3.1), der für die schnelle Repolarisation in schnellfeuernden Hirnneuronen entscheidend ist. Geeignet für Neurowissenschaften und Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KV4; EPM7; NGK2; KV3.1; KCNC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3746
GenID	3746
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem KCNC1 (NP_004967.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48547
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel