

Kcnj3 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P48549

Artikelnummer: CM0027722

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes KCNJ3 (GIRK1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von G-Protein-aktivierten einwärtsgerichtenden Kaliumkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNJ3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	KGA; GIRK1; KIR3.1; KCNJ3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3760
GenID	3760
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen KCNJ3 (NP_002230.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48549
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel