


Kcnk9 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, Elisa - Q9Npc2

Artikelnummer: CM0029373



Einführung

Hochwertiger KCNK9-Kaninchen-Polyklonalantikörper für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten-KCNK9, einem pH-sensitiven Kaliumkanal, der an neuronaler Erregbarkeit und Hormonregulation beteiligt ist. Ideal für Neurowissenschaften und Ionenkanalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNK9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Spezies	Human
GeneID (Human)	51305
GeneID	51305
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem KCNK9 (NP_001269463.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPC2
Protein-Gewicht	42 kDa
Versand	Eistasche