


Kcnmb2 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9Y691

Artikelnummer: CM0016967



Einführung

KCNMB2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die BK-Kanal Beta-2-Untereinheit ab, die die Inaktivierung des Kaliumkanals KCNMA1 moduliert. Geeignet für Ionenkanalforschung in neurologischen und renalen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNMB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KCNMB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10242
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 68-194 von menschlichem KCNMB2 (NP_005823.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y691
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel