

Kd-Validierter Polyklonaler Anti-Abca6-Kaninchenantikörper Für Wb Und Elisa - Q8N139

Artikelnummer: CM0020664

Einführung

KD-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ABCA6. Geeignet für WB und ELISA, mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. ABCA6 ist ein wahrscheinlicher Lipidtransporter von Makrophagen, der im Golgi lokalisiert ist.

[Mehr erfahren](#)

Name	Wert
Produktname	[KD-validiert] ABCA6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EST155051; [KD-validiert] ABCA6
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	23460
GeneID	23460
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1518-1617 des humanen ABCA6 (NP_525023.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N139
Proteingewicht	184 kDa
Versand	Kühlakku