

[Kd Validiert] Anti-Acsl4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Artikelnummer: CM0007060

Einführung

KD validierter rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für ACSL4. Für Western Blot, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ACSL4. Schlüsselwerkzeug für die Forschung zu Ferroptose und Fettsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	[KD Validiert] ACSL4 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	ACS4; FAACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2182
GenID	2182
Immunogen	Synthetisches Peptid abgeleitet von humanem ACSL4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60488
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel