

[Kd Validiert] Anti-Acss2 Rabbit Polymab® Für Wb, Elisa - Q9Nr19

Artikelnummer: CM0002540

Einführung

Validierter anti-ACSS2 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten ACSS2. Geeignet für Studien zum zytoplasmatischen Acetyl-CoA-Metabolismus, Autophagie und Tumorentstehung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	[KD Validated] ACSS2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dj1161H23.1
Spezies	Human
GeneID (Human)	55902
GeneID	55902
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem ACSS2 (Q9NR19) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR19
Protein-Gewicht	79 kDa/80 kDa
Versand	Eisbeutel