

Kd-Validiertes Anti-Atf1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18846

Artikelnummer: CM0011458

Einführung

KD-validiertes kaninchen-monoklonalantikörper gegen humanes ATF1 (TREB36, EWS-ATF1). Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Ideal zur Untersuchung der Transkriptionsregulation, Zellproliferation und Stressantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] ATF1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	466
GenID	466
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18846
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel