

[Kd Validiert] Anti-Atg7 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O95352

Artikelnummer: CM0003628

Einführung

KD-validierter Anti-ATG7 Kaninchen-Monoklonalantikörper für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes ATG7 (~78 kDa). Unterstützt Autophagie- und Mitophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] ATG7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GSA7; [KD Validiert] ATG7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10533
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Atg7(Apg7) (O95352) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95352
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel