

[Kd Validiert] Anti-Aurora B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Artikelnummer: CM0004060



Einführung

Zuverlässiger [KD validierter] Anti-Aurora B Kaninchen monoklonaler Antikörper, geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Aurora-Kinase B in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Studien zur Mitose, Chromosomensegregation und Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] Aurora B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; [KD Validiert] Aurora B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9212
GenID	9212
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Aurora B (NP_004208.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96GD4
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel