

[Kd Validiert] Anti-Bcl-2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Artikelnummer: CM0002068



Einführung

Hochspezifischer [KD validierter] Bcl-2-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Erkennt humanes und murines Bcl-2 mit einem vorhergesagten Gewicht von 26 kDa. Ideal für die Apoptose- und Autophagieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] Bcl-2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	596
GenID	596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-211 des menschlichen Bcl-2 entspricht (P10415).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10415
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel