


Kd-Validierter Anti-Bub1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43683

Artikelnummer: CM0006775



Einführung

KD-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes BUB1, geeignet für Western Blot und ELISA. Essentiell für den Spindel-Assemblierungs-Checkpoint und die Chromosomenausrichtung während der Mitose. Kreuzreagiert mit human. Proteingewicht ~115-122 KDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] BUB1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BUB1A, BUB1L, hBUB1, MCPH30, KD Validated BUB1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	699
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 von humanem BUB1 enthält. (NP_004327.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O43683
Proteingewicht	115 KDa / 120 KDa / 122 KDa
Versand	Eisbeutel