

[Kd Validiert] Anti-Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P68400

Artikelnummer: CM0003795



Einführung

Anti-Casein Kinase 2 alpha Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches CSNK2A1, eine Schlüsselkinase im Zellzyklus, der Apoptose, der Transkription und den DNA-Reparaturwegen. Für Forschungszwecke, nicht für Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KD Validiert] Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CKII, Cka1, Cka2, CK2A1, OCNDS, [KD Validiert] Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1457
GenID	1457
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P68400
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel