

## [Kd Validiert] Anti-Cat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P30825

Artikelnummer: CM0028158

### Einführung

Hochaffiner kationischer Aminosäuretransporter 1 (CAT1/SLC7A1) Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen; detektiert humanes und murines CAT1. Geeignet für Transport- und Virusrezeptorstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KD Validated] CAT1 Rabbit pAb                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L                                                                                       |
| Spezies           | Human                                                                                                                 |
| GeneID (Human)    | 6541                                                                                                                  |
| GeneID            | 6541                                                                                                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem SLC7A1 (NP_003036.1) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                           |
| SWISS             | P30825                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 68kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eistasche                                                                                                             |